

AGAR AGAR KOBE

REF : 5210

Agar standard pour l'utilisation dans les milieux de culture en biologie moléculaire (par ex. milieu LB) et en microbiologie.

Habituellement 15 g/l sont utilisés

Température de stockage : +15 à +25 °C

Température de transport : température ambiante

WGK 1

N° CAS : 9002-18-0

EG-Nr. 232-658-1

Force de gel (gel 1,5 %) : ≥ 1000 g/cm²

Température de gélification : 35-42 °C

Humidité : ≤ 22 %

pH : 5,0-8,0

Cendres : $\leq 1,5$ %

5210.4 : Conditionnement 2.5 kg

5210.5 : Conditionnement 5 kg