

## FICHE TECHNIQUE

### **D0933: DIHYDROZEATIN (DHZ)**

CAS number 14894-18-9

Molecular weight  $C_{10}H_{15}N_5O = 221.3$

Assay > 98 %

White crystalline

#### **Storage condition**

- Store at 2-8 °C
- Soluble in ethanol

D0933.0025/ 25 mg

D0933.0050/ 50 mg

D0933.0100/ 100 mg

D0933.0250/ 250 mg

Parc Euromédecine -20, rue Robert Koch - BP 27253 34086 MONTPELLIER Cedex 4 - Tel : +33(0)4 67 10 59 00

RCS 461 800 559 B Montpellier - SIRET 461 800 559 00035 - CODE T.V.A CEE. : FR 62 461 800 559

[contact@groupe-meridis.fr](mailto:contact@groupe-meridis.fr) - [www.groupe-meridis.fr](http://www.groupe-meridis.fr)