

## FICHE TECHNIQUE

### **M1327: MALT EXTRACT**

CAS number 8002-48-0

Assay > 60.0 % Maltose

Sodium chloride < 1.0 %

pH (3 % solution) 4.8 - 5.8

#### **Storage condition**

- Store dry at room temperature
- Soluble in water

M1327.0100/ 100 g

M1327.0500/ 500 g

[contact@groupe-meridis.fr](mailto:contact@groupe-meridis.fr) - [www.groupe-meridis.fr](http://www.groupe-meridis.fr)